

FICHE D'UTILISATION DU LOGICIEL :


PREDICSITE© 1.0

Auteurs : BIRER Aurélien, BONNARDEL François et PAGEAUD Yoann



Pour commencer :

- 1) Ouvrir une séquence depuis un fichier texte ou de type fasta.




- 2) Une matrice exemple de 5 colonnes peut être utilisée.
Vous pouvez aussi saisir directement la matrice voulue.



Paramètres :

Le menu des options permet de choisir le seuil, le type de matrice (Entropy ou LogOdd) et le nombre de colonne de la matrice.



Les paramètres choisis sont visible dans le bouton de lancement.



Appuyer sur **Lancer** pour traiter la séquence.

Le traitement peut être interrompu avec le bouton **Stop**.

Le bouton **Clear** permet d'effacer les résultats générés et supprime la séquence traitée.

Les résultats peuvent être **Enregistrés** dans un fichier : Cliquer sur **Fichier** puis dans le menu déroulant sélectionner **Enregistrer**.